



Расходные материалы и принадлежности для лабораторий GongDong



GongDong – один из крупнейших китайских производителей расходных материалов для медицинских и биологических лабораторий с тридцатилетней историей, член китайской ассоциации производителей медицинских изделий. Опираясь на последние достижения науки и техники, компания GongDong постоянно совершенствовала технологию производства, добиваясь повышения качества продукции и снижения ее себестоимости. На сегодняшний день качество продукции GongDong соответствует мировым стандартам, в 2001 году компанией были получены сертификаты ISO и CE. Основная часть изделий экспортируется в Японию, США, Европу и Россию.







Стерильные зонды-тампоны, упакованные в ударопрочную пробирку, предназначены для взятия образцов биологического материала и для их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для анализа. Если требуется сохранить биоматериал на срок от одного до нескольких суток, то рекомендуется использовать зонды-тампоны в пробирках с транспортными средами (Эймса, Стюарта, Кэри-Блэра). При использовании пробирок без транспортных сред время хранения биоматериала в пробирке не должно превышать пяти часов.

Расходные материалы и принадлежности для лабораторий GongDong



- > Контейнеры медицинские
- > Шпатели ларингологические
- > Микробиорки
- > Пробирки центрифужные
- > Зонды-тампоны стерильные в пробирках без среды, а также с транспортными средами Эймса, Стюарта, Кэри-Блэра
- > Пипетки Пастера и трансферные
- > Чашки Петри
- > Микробиологические иглы и петли
- > Наконечники для дозаторов
- > Штативы для пробирок
- > Бутылки из поликарбоната для хранения реактивов и многое другое



Пипетки Пастера однократного применения GongDong изготовлены из высококачественного полиэтилена (PE) низкого давления - прочного, нетоксичного и инертного. Низкие адгезивные свойства материала гарантируют отсутствие остатков жидкости в пипетке. Замкнутый резервуар пипетки обеспечивает безопасность работы с жидкостями и позволяет избежать контаминации дозирующих устройств.

ООО «Росмедбио» является официальным дистрибьютором GongDong в России. В 2010 году на продукцию GongDong получено регистрационное удостоверение. Большая часть позиций GongDong, представленных на сайте www.rosmedbio.ru, находится в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Возможен заказ отсутствующей на складе продукции, а также позиций, не указанных в нашем каталоге, на сайте производителя.