

Наконечники для дозаторов компании **Jet Biofil** высокое качество и оптимальная цена

Jet Biofil – торговый бренд совместного канадо-китайского предприятия Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., занимающегося производством пластиковых расходных материалов для лабораторий. За время своего существования с 2001 года компания Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. зарекомендовала себя как надежный поставщик, более 80% которого экспортируется в США, Германию, Австралию, Израиль, Индию, Японию, Корею, Россию и другие страны. Производство пластика JET BIOFIL сертифицировано по европейским стандартам. Качество продукции соответствует международным требованиям.


ООО «Росмедбио» является официальным дистрибьютером компании Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. в России. В 2012 году ООО «Росмедбио» получило регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12495 на продукцию JET BIOFIL, полный перечень которой представлен на сайте www.rosmedbio.ru. Большинство позиций доступно на складе в Санкт-Петербурге.

Преимущества покупки наконечников **Jet Biofil**, предлагаемых компанией Росмедбио:


- Оптимальное соотношение цена/качество
- Широкий ассортимент
- Возможность поставки оптовых количеств наконечников клиентам по графику после заключения договора



Наконечники Jet Biofil




Объем 0,1 – 10 мкл *
Длина 31,59 мм




Объем 0,5 – 10 мкл,
удлиненные *
Длина 44,52 мм

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT101010
		В штативе	PPT151010 PPT121010.1
	Без фильтра	В пакете	PPT221010
		В штативе	PPT051110
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT100010
	Без фильтра	В пакете	PPT000110

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT401010
		В штативе	PPT451010
	Без фильтра	В пакете	PPT301010
		В штативе	PPT351010
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT402010
	Без фильтра	В пакете	PPT300010




Объем 0,1 – 20 мкл *
Длина 50,46 мм




Объем 10 - 100 мкл *
Длина 50,46 мм

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT101020
		В штативе	PPT151020
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT100020
		В штативе	PPT150020

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT101100
		В штативе	PPT151100
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT100100
		В штативе	PPT150100



Объем 10 - 200 мкл *
Длина 59,24 мм




Объем 10 - 300 мкл *
Длина 59,24 мм

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT151200
		В штативе	PPT153200
	Без фильтра	В пакете	PPT001200
		В штативе	PPT051200
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT150200
	Без фильтра	В пакете	PPT000200

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT401300
		В штативе	PPT451300
	Без фильтра	В пакете	PPT301300
		В штативе	PPT351300
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT402300
	Без фильтра	В пакете	PPT300300



Объем 100 - 1000 мкл *
Длина 86,35 мм



Объем 100 - 1000 мкл,
удлиненные *
Длина 105,10 мм

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT101000
		В штативе	PPT151000
	Без фильтра	В пакете	PPT001000
		В штативе	PPT051000
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT100000
	Без фильтра	В пакете	PPT000000

Стерильные	С фильтром	В пакете	PPT171000
		В штативе	PPT371000
	Без фильтра	В пакете	PPT071000
		В штативе	PPT271000
Нестерильные	С фильтром	В пакете	PPT170000
	Без фильтра	В пакете	PPT070000

* Наконечники совместимы с дозаторами большинства марок: Eppendorf Research(S), Eppendorf Research(M), Eppendorf Research Plus, Gilson Pietman(S), Thermo Finnpipetes(S), BИОНИТ Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S).
Подробная информация о совместимости наконечников Jet Biofil с дозаторами разных марок представлена на сайте ООО «Росмедбио»

Наконечники **Jet Biofil** обладают следующими характеристиками:

- градуированные, апиrogenные, не содержат ДНКазы, РНКазы и эндотоксины
- материал наконечников и фильтров – высококачественный полипропилен
- совместимы с дозаторами большинства марок
- возможность стерилизации автоклавированием при 121°C (20 минут)
- цветовая маркировка наконечников для легкой идентификации
- доступность объемов от 0,1 мкл до 1000 мкл
- нестерильные и стерилизованные гамма-облучением до уровня SAL 10⁻⁶ (ISO 11137-1)
- с фильтром и без фильтра
- в повторно закрываемых пластиковых пакетах и в сверхпрочных автоклавируемых штативах
- на каждой упаковке напечатан номер лота, который соответствует дате производства
- срок годности - 5 лет с момента производства
- класс чистоты производственного помещения -100000
- произведены в соответствии с системами менеджмента качества ISO13485:2016 и ISO9001:2015

