



Культуральный пластик JET BIOFIL - высокое качество и оптимальная цена

- > Культуральные флаконы
- > Роллерные бутылки
- > Чашки Петри
- > Серологические пипетки
- > Планшеты для ИФА и культуральные
- > Вставки для планшетов
- > Центрифужные пробирки
- > Микропробирки
- > Бутылки для хранения сред
- > Скребки
- > Насадки шприцевые фильтрующие
- > Системы вакуумной фильтрации

JET BIOFIL — торговый бренд совместного канадо-китайского предприятия JET Bio-Filtration Products Co., занимающегося производством пластиковых расходных материалов для лабораторий. За время своего существования с 2001г. компания JET Bio-Filtration Products Co. зарекомендовала себя как надежный поставщик, более 80% продукции которого экспортируется в США, Германию, Австралию, Израиль, Индию, Японию, Корею, Россию и другие страны. Производство пластика JET BIOFIL сертифицировано по европейским стандартам. Качество продукции соответствует международным требованиям.



Высокое качество применяемых в производстве материалов - залог гарантированного роста ваших клеток

Продукция для культуральной работы JET BIOFIL изготавливается из высококачественного полистирола и полиэтилена с минимальным уровнем цитотоксичности. Высокая степень прозрачности используемых в производстве материалов обеспечивает удобство при проведении наблюдений. Вся продукция для клеток проходит стерилизацию гамма-излучением и тест на апиrogenность.

Флаконы, роллерные бутылки, чашки Петри и планшеты JET BIOFIL выпускаются в исполнениях с обработанной и необработанной поверхностью. Обработанная поверхность гидрофильна, отрицательно заряжена, обеспечивает отличное прикрепление и рост монослойных клеточных линий.

Необработанная поверхность гидрофобна, используется для выращивания тканей и суспензионных клеточных линий.

ООО «Росмедбио» является официальным дистрибьютором компании JET Bio-Filtration Products Co. в России. В 2012 году нами получено регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12495 на продукцию JET BIOFIL, полный перечень которой представлен на сайте www.rosmedbio.ru. Большинство позиций доступно на складе в Санкт-Петербурге.